

Leven en slapen met een hartprobleem

Een hartprobleem...

Elke week worden driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. In 80% van de gevallen vindt dit thuis plaats.

Wat nu?

In een razend tempo komen er belangrijke zaken op u af waar u en uw omgeving niet op voorbereid zijn. De ervaring leert dat deze gebeurtenis een diepe impact heeft.

Het leven gaat door

Het is niet gemakkelijk om te accepteren dat uw leven veranderd is. Veranderd, maar niet voorbij! Want met de juiste hulpmiddelen en steun is het mogelijk om samen de draad weer op te pakken.

Met een beetje hulp

Uit onderzoek leerden wij dat niet alleen hartpatiënten, maar ook hun partner en overige familieleden moeite hebben om rustig te slapen, uit angst dat er zich mogelijk opnieuw een probleem zal voordoen.

De Nachtwacht®LUNA is de eerste draadloze hartslagmonitor voor bij u thuis. Zodra de hartslag van de patiënt een kritische waarde bereikt, zal het apparaat direct de partner alarmeren en deze instructies plus ondersteuning geven. Het vriendelijke systeem kan gebruikt worden zonder afsluiten van een abonnement

Zodat u beiden met een gerust hart kunt slapen.

Bezoek ons op: www.DAY4LIFE.com

Telefoon: 040 2913510



'Niet alleen degene met de hartaandoening is patiënt, maar het hele gezin.'

Nachtwacht®LUNA

Alarmering op afstand dankzij de draadloze partner unit.



Betrouwbare meting van de hartslag door de verstelbare sensor ring.



Het basisstation verwerkt de meetgegevens, slaat deze op en geeft de data weer op het verlichte scherm. Zodra de hartslag van de patiënt een kritische waarde bereikt, zal de Nachtwacht®LUNA direct de partner alarmeren en instructies plus ondersteuning geven.

De Nachtwacht®LUNA:

Meet

de hartslag van de patiënt.

Alarmeert

- als de patiënt een hartstilstand heeft,
- als de patiënt een tachycardie (sterk versnelde hartslag) heeft,
- als de patiënt een bradycardie (sterk vertraagde hartslag) heeft,
- als het systeem niet goed kan functioneren (bijvoorbeeld door een te lage batterijspanning).

Instrueert

Na een alarm worden op heldere wijze (in gesproken Nederlands) instructies gegeven, zoals het waarschuwen van hulpdiensten, het toepassen van een AED en het verlenen van reanimatie.

Zodat u beiden met een gerust hart kunt slapen.

De Nachtwacht®LUNA is verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkels of rechtstreeks via DAY4LIFE.com.

slaap gerust

'Ik ben ontzettend blij dat mijn man weer thuis is, al brengt dit wel grote onzekerheden en zorg met zich mee. Vooral 's nachts ben ik erg ongerust, en luister continu of hij nog wel ademt. Maar als ik de hele tijd wakker lig, slaap ik slecht, en ben ik overdag moe en prikkelbaar. Dit terwijl ik juist enthousiast zou willen zijn, en met hem van het leven wil genieten.'

Gelukkig wees iemand mij op de Nachtwacht® LUNA, die we nu iedere nacht gebruiken, waardoor ik met een gerust hart slapen kan.'



Let op: dit consumentenproduct dient niet ter vervanging van medische hulpmiddelen noch ter vervanging van professioneel medisch toezicht. Dit apparaat kan niet voorkomen dat iemand overlijdt.